


ZESTAW MIKRODŹWIGNI

- ◆ Odpowiednio długa, wąska i ostra część pracująca ułatwia dotarcie do trudniejszych miejsc i ogranicza traumatyzację tkanek miękkich.*
- ◆ Specjalnie profilowana rączka narzędzia nie pozwala na ślizganie się instrumentu w dłoni.
- ◆ Kształt rączki nakładający do trzymania jej podobnie do długopisu sprawia, że praca staje się bardziej precyzyjna.



1 miejsce w kategorii: narzędzia stomatologiczne EXPODENT 2022



106-355 TIT

Prosta, wąska (2,5mm)
Narzędzie o najmniejszym rozmiarze, przeznaczone do wstępnego poluzowania włókien na początku.



106-357 TIT

Prosta, ostra (3,5mm)
Narzędzie posiada trójkątną końcówkę prostą i płasko zakończoną, dzięki czemu łatwiej wchodzi w kieszonkę dziąsłową.



106-357 BTIT

Prosta, szeroka (4,5mm)
Narzędzie przeznaczone do wstępnego poluzowania włókien w czasie ekstrakcji zęba w szczęcie.



106-357 1TIT

Zagięta lewostronnie, ostra (3,5mm)
Narzędzie posiada trójkątną końcówkę prostą i płasko zakończoną, dzięki czemu łatwiej wchodzi w kieszonkę dziąsłową.



106-355 2TIT

Zagięta, wąska (2,5mm)
Narzędzie przeznaczone do wstępnego poluzowania włókien w czasie ekstrakcji zęba w zuchwie.



106-357 2TIT

Zagięta prawostronnie, ostra (3,5mm)
Narzędzie posiada trójkątną zagiętą płasko zakończoną końcówkę. Idealnie nadaje się do powierzchni językowych/policzkowych usuwanego zęba.



106-355 3TIT

Zagięta, szeroka (4mm)
Narzędzie przeznaczone do wstępnego poluzowania włókien w czasie ekstrakcji zęba w zuchwie.



106-357 ATIT

Prosta, szeroka (4,5mm)
Narzędzie przeznaczone do wstępnego poluzowania włókien Sharpeya.

*Źródło: „Zastosowanie nowoczesnych narzędzi atraumatycznych w chirurgii na co dzień” lek.stom M. Jarmołowicz, 2022 r

KLESCZCE EKSTRAKCYJNE BLUE PLASMA

Kleszcze Bertena to anatomiczne instrumenty chirurgiczne przeznaczone do ekstrakcji zębów. Kleszcze Blue Plasma pokryte są specjalną powłoką z azotku tytanu, która zwiększa żywotność i wytrzymałość narzędzi.

- ◆ Odpowiednio zaprojektowane końcówki części pracujących z dodatkowymi nacięciami ułatwiają chwytanie zębów.
- ◆ Anatomiczna rękojeść pozwala na pewniejszy chwyt narzędzia, a dodatkowe otwory zmniejszają jego wagę i zwiększają komfort pracy.
- ◆ Niebieska plasma tytanowa ułatwia czyszczenie.



75-344

Kleszcze dziecięce do zębów górnych, uniwersalne.



75-349

Kleszcze do zębów dolnych, uniwersalne.



75-345

Kleszcze dziecięce do zębów dolnych, uniwersalne.



75-350

Kleszcze do górnych trzonowców.



75-346

Kleszcze do dolnych korzeni.



75-351

Kleszcze do dolnych trzonowców.



75-347

Kleszcze do górnych korzeni.



75-352

Kleszcze do górnych siekaczy.



75-348

Kleszcze do zębów górnych, uniwersalne.



75-353

Kleszcze do dolnych siekaczy.

