


Zahnmedizin und Zahntechnik


Dental Clinic and Dental Laboratory



DENTAL

Rotierende Schleif- und Polierinstrumente

Rotary Grinding and Polishing Instruments



Perfect Surfaces.



Weil das Werkzeug das Ergebnis bestimmt

Die EVE Ernst Vetter GmbH wurde im Jahre 1925 in Pforzheim als Zahnfabrik gegründet. In den 95 Jahren unseres Bestehens war es stets unsere Priorität, die Rückmeldungen unserer Kunden ernst zu nehmen und das Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, immer im Blick zu behalten. Das breit aufgestellte Produktprogramm wird daher kontinuierlich neu ausgerichtet, indem wir Anpassungen an neue Materialien vornehmen sowie Neuprodukte entwickeln, die unseren Kunden ihren Arbeitsalltag erleichtern. Somit freuen wir uns sehr, Ihnen auch mit diesem aktualisierten Katalog wieder Produktneuheiten zu präsentieren, die diesen Zielen gerecht werden.

Am neuen Hauptsitz in Keltern beschäftigt EVE inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter auf über 9.000 m² Verwaltungs-, Forschungs- und Produktionsfläche. Unsere Niederlassungen in den USA und Rumänien stärken unsere weltweite Präsenz, ebenso wie über 350 Vertriebspartner in mehr als 90 Ländern aus allen Bereichen der Dental- und Medizintechnik, Bijouterie, Werkzeug- und Formenbau sowie weiterer Industriebereiche. Um den höchsten Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, erarbeiten wir gemeinsam individuelle und bedarfsgerechte Lösungen sowie auch Sonderwerkzeuge in höchster Qualität.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte und unser Unternehmen. Auch in Zukunft werden wir als Partner im Bereich der Oberflächenbearbeitung an Ihrer Seite stehen.



Dennis Vetter

Because the tool defines the result

EVE Ernst Vetter was founded in Pforzheim as EVE Ernst Vetter Zahnfabrik in 1925. In the past 95 years it has always been our priority to take our customers' feedback serious and never lose sight of the market environment in which we are active. The broad product portfolio is therefore constantly realigned as we adapt our products to new materials and develop new products that simplify the daily work routines of the end-users.

At the new premises in Keltern, EVE now employs more than 100 people on more than 9.000 m² of administration, R&D and production space. Our subsidiaries in the United States and Romania strengthen our worldwide presence as do our more than 350 distribution partners in over 90 countries. These come from diverse business areas such as dental and medical technology, jewellery, tool and mould making. In order to live up to the expectations of our customers, we constantly develop customised and demand oriented solutions as well as special tools that meet highest quality standards.

We thank you for your trust in our products and our company. Also in future we will be at your side as a partner for surface processing.



**Weltweit
... für Sie da**

Unsere Zentrale erreichen Sie

Mo. – Do. von 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 17 Uhr
Fr. von 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 15 Uhr

per E-Mail, Telefon oder Fax:

- ✉ info@eve-rotary.com
- ☎ +49 (0) 72 31 97 77- 0
- 📠 +49 (0) 72 31 97 77- 99

**Worldwide
... at your service**

You may contact us from

Mon – Thur 8 a.m. to 12 a.m. CET
1 p.m. to 5 p.m. CET
Fri 8 a.m. to 12 a.m. CET
1 p.m. to 3 p.m. CET

by e-mail, telephone or fax:

- ✉ info@eve-rotary.com
- ☎ +49 (0) 7231 97 77- 0
- 📠 +49 (0) 7231 97 77- 99



made
in
Germany

Kontrollierte Qualität Geprüfte Sicherheit

EVE Ernst Vetter GmbH ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Der hohe Qualitätsanspruch in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Verwaltung sowie im Vertrieb wird durch das Qualitätsmanagementsystem vorgegeben. Alle Medizinprodukte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEG und tragen ein CE-Kennzeichen. Strenge Wareneingangskontrollen der Rohstoffe, moderne Fertigungsmethoden und eine wirksame Endkontrolle stehen für die konstant hohe Qualität aller EVE Produkte.

Qualität, Präzision und Innovationskraft werden auch in Zukunft die Kennzeichen unserer Produkte und unseres Unternehmens sein.

Quality Control Tested safety

EVE Ernst Vetter GmbH is DIN EN ISO 13485 certified. The high quality standards in development, production and administration, as well as in distribution, are set by the Quality Management System. The medical products meet the requirements of Directive 93/42/EEC and are CE-labeled. Strict incoming goods inspection for any raw material and state-of-the-art production methods guarantee the consistent high-quality of all EVE products.

Quality, precision and innovation will continue to be the distinguishing characteristics of our company and our products.

- besonders geeignet
particularly suitable

- geeignet
suitable

VC	Sehr grob / Very coarse
C	Grob / Coarse
M	Mittel / Medium
F	Fein / Fine
EF	Extra fein / Extra fine

DIA Diamant / Diamond

SIC Siliziumcarbid / Silicon carbide

ALOX Aluminiumoxid / Aluminium oxide

SIO Siliziumoxid / Silicon oxide

PUMICE Bims / Pumice

 Diamantiert / Diamond impregnated

 Einmalgebrauch / Disposable

 Körnung / Grit

 Empfohlene Drehzahl / Recommended RPM

 Verpackungseinheit / Packaging unit



Schleifen & Trennen

Grinding & Separating



Zahnmedizin

Dental Clinic



Zahntechnik

Dental Laboratory



Zubehör

Accessories

Schleifen & Trennen / Grinding & Separating

DIADUR®	12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	C M	DIA
DIASYNT® PLUS	14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	C M	DIA
UNITRIM	15											C	SIC
CERASTONE	16	●			●	●	●	●	●	●	●	M F EF	ALOX + SIC
COOLGRINDER	18		●		●	●	●	●	●	●	●	C	SIC
FIBERCUT	19		●	●	●	●	●	●	●	●	●		ALOX + DIA + SIC

Zahnmedizin / Dental Clinic

UNIVERSAL	22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C M	SIC	
DIAPOL®	23		●	●	●	●						C M F	DIA	
DIAPRO	24			●	●							M F	DIA	
DIACERA	25			●	●	●						M F	DIA	
ECOCERAM	26		●			●						C M F	SIC	
DIACOMP® PLUS	27	●	●									M F	DIA	
DIACOMP® ULTRA	28	●	●									F	DIA	
EASYCOMP	29	●										M F	DIA	
ECOCOMP	30	●										M F	SIC	
COMPOSOFT	31	●										C M F	ALOX	
FLEXI-DIA	32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	VC C M F	DIA	
FLEXISTRIPS-DIA	33	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	VC C M F	DIA	
FLEXI-D	34	●				●	●					C M F EF	ALOX	
FLEXISTRIPS	35	●				●	●					C M F EF	ALOX	
EVEFLEX	36					●	●	●	●	●	●	C M F	SIC	
DIABRUSH	37	●		●		●	●	●				F	DIA	
EVEBRUSH	37	●			●	●	●	●				F	SIC	
UNIBRUSH	38	BENUTZUNG MIT DIAPOL®- DIACOMP® PASTE – USE WITH DIAPOL® / DIACOMP® PASTE												
PROPHY TWIST	39											M	PUMICE	
PROPHY PLUS	39													
DIACOMP® PASTE	40	●	●				●					F	DIA	
DIAPOL® PASTE	41		●	●	●	●	●	●	●	●	●	F	DIA	
PROPHYCLEAN®	42											C M	SIO	
BRACKET	43											C	SIO	
DIASTRIPS	44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C M F	DIA	
CARBOSTRIPS	45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C M F	ALOX	

Zahntechnik / Dental Laboratory

UNIVERSAL	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C M F EF	SIC
UNIVERSAL BL	53											M	SIC
DIAPOL®	54		●	●	●	●						VC C M F	DIA
DIAPRO	56			●	●	●						M F	DIA
DIACERA	57			●	●	●						M F	DIA
ECOCERAM WG	58			●								M F	SIC
ECOCERAM	59		●			●						C M F	SIC
DIATEMP	60	●	●	●								F	DIA
FIBERWHEELS	61					●	●	●	●	●	●	C M F	ALOX + SIC
TECHNIK	62											C M F	SIC
SOFTWHEELS	63, 64		●				●	●	●	●	●	M F EF	ALOX
CHROM PLUS	64							●	●	●	●	M F	SIC
ECOCHROM	65							●	●	●	●	C	SIC
EVEFLEX 400 - 800	65					●	●	●	●	●	●	VC C M F	SIC
EVEFLEX PINS	70					●	●	●	●	●	●	VC C M F EF	SIC
FLEXI-DIA	71	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	VC C M F	DIA
FLEXI-D	71	●				●						C M F EF	ALOX

Zubehör / Accessories

ANMISCHBECHER / MIXING BOWLS	74
ANMISCHPLATTEN / MIXING SLABS	75
ABRICHTWERKZEUG / DRESSING TOOLS	76
ACRYLGLASSTÄNDER / ACRYLIC DISPLAY	76
BOHRERSTÄNDER / BUR BLOCK	77
MAGNETSTÄNDER / MAGNETIC BUR HOLDER	77
MUSTERKOFFER / SAMPLE CASE	78
TRÄGER / MANDRELS	79

TWIST



Die Vereinfachung der Politur

Die spezielle Form der TWIST Polierer ermöglicht dem Anwender die Politur jeglicher Oberflächenstruktur mit nur einem Instrument. Hervorragende Polierergebnisse bei deutlicher Zeitsparnis sind das Resultat.



Occlusal

Incisal

Labial



Ein Instrument
für jede Zahnoberfläche

One instrument
for every dental surface



Außerordentliche
Langlebigkeit

Extraordinary
durability




Intuitive
Anwendung

Intuitive application

The Simplification of polishing

The special geometry of TWIST polishers enables the user to polish any surface structure with just one instrument. High-shine combined with significant time savings are the result.



Buccal

Lingual

Approximal



Erhalt der
Oberflächenstruktur

Preservation
of the surface structure



Reduzierte
Hitzeentwicklung

Reduced
heat generation



Glänzende
Polierergebnisse

Brilliant polishing results

OCCLUFLEX

Der Spezialist für die Okklusion

OCCLUFLEX Polierer wurden speziell entwickelt, um auch in der Okklusion qualitativ hochwertige Polierergebnisse zu erzielen. Die spezielle Form ermöglicht die Politur auch in tiefen Fissuren.



The occlusion solution

OCCLUFLEX polishers were specifically designed to achieve high-quality results even on the occlusal surface. The twisted polishing bristles reach even deep fissures.

**Speziell für die Politur
der Okklusion entwickelt**



Designed specifically for occlusal polishing

**Erreicht durch gedrehte
Polierborsten auch tiefe Fissuren**



Reaches deep fissures due to twisted polishing bristles

**Anwendbar
ohne Polierpaste**



Applicable without polishing paste

**Einfach aufbereitbare
Bürstenform**



Easily reprocessable brush shape

**Intuitive
Anwendung**



Intuitive application



**Glänzende
Polierergebnisse**



Brilliant polishing results





RA
—
FG
—
HP



Schleifen & Trennen

Grinding & Separating

DIADUR®	12
DIASYNT® PLUS	14
UNITRIM	15
CERASTONE	16
COOLGRINDER	18
FIBERCUT	19



DIADUR®

Keramik, Metall Porcelain, Metal

DE

- Keramisch gebundene Schleifer mit Diamantkörnung
- Formstabil
- Hohe Standzeit
- Hitzebeständig

EN

- Ceramic bonded grinders with diamond grit
- Maintains shape during application
- Excellent durability
- Heat resistant



grob / coarse



**10.000 – 15.000 min⁻¹
max. 35.000 min⁻¹**



1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:

DD-22/4g

DD-22/2g

DD-17g

DD-L22g

DD-8g

DD-9g

Art.-Nr.: / Item No.:

8200

8202

8204

8201

8248

8249

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 4,5

22 x 2

15 x 3,5

22 x 2

12 x 2

11,5 x 3



grob / coarse



**10.000 – 15.000 min⁻¹
max. 35.000 min⁻¹**



1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:

DD-7g

DD-11g

DD-12g

DD-13g



Art.-Nr.: / Item No.:

8247

8251

8252

8253

8254

8264

8256

Maße: / Dimensions (mm):

3,5 x 11,5

3,3 x 7,3

4 x 7

3,5 x 11

4,8 x 13

6,5 x 13

6,5 x 3,5



DIADUR®

Keramik, Metall Porcelain, Metal

- DE**
- Keramisch gebundene Schleifer mit Diamantkörnung
 - Formstabil
 - Hohe Standzeit
 - Hitzebeständig


- EN**
- Ceramic bonded grinders with diamond grit
 - Maintains shape during application
 - Excellent durability
 - Heat resistant



DD-22/4m	DD-22/2m	DD-17m	DD-L22m	DD-8m	DD-9m
8300	8302	8304	8301	8348	8349
22 x 4,5	22 x 2	15 x 3,5	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3

- mittel / medium
- 10.000 – 15.000 min⁻¹
max. 35.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



DD-7m	DD-11m	DD-12m	DD-13m	DD-14m	DD-14Bm	DD-18m
8347	8351	8352	8353	8354	8364	8356
3,5 x 11,5	3,3 x 7,3	4 x 7	3,5 x 11	4,8 x 13	6,5 x 13	6,5 x 3,5

- mittel / medium
- 10.000 – 15.000 min⁻¹
max. 35.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



DIASYNT® plus

Keramik (Zirkonoxid, Lithium-Disilikat, Verblendkeramik, Silikatkeramik) Porcelain (Zirconia, Lithium Disilicate, Veneer Porcelain, Silicate Porcelain)

- DE**
- Synthetisch gebunden und diamantiert
 - Hohe Abtragsleistung
 - Minimierte Hitzeentwicklung
 - Ohne Wasserkühlung verwendbar
 - Zum Ausdünnen der Kronenränder

- EN**
- Synthetic bonding and diamond impregnation
 - High abrasion rate
 - Minimal heat development
 - Suitable for application without water cooling
 - For reducing crown margins

grob / coarse

**8.000 – 12.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹**

1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:

DYP-22/4g

Art.-Nr.: / Item No.:

8000

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 4

DYP-22/2g

8002

DYP-8g

8048

DYP-9g

8049

DYP-13g

8053

DYP-14g

8054

DYP-14Bg

8064

g

8055

mittel / medium

**8.000 – 12.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹**

1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:

DYP-22/4m

Art.-Nr.: / Item No.:

8100

DYP-22/2m

8102

DYP-8m

8148

DYP-9m

8149

DYP-13m

8153

DYP-14m

8154

DYP-14Bm

8164

m

8155

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 4

22 x 2

12 x 2

11,5 x 3

4 x 10

5 x 13

6,5 x 13

g

15 x 3

grob / coarse

mittel / medium

**8.000 – 12.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹**

1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:

DYP-W11g

Art.-Nr.: / Item No.:

8081

DYP-W13g

8083

DYP-W9g

8079

DYP-W11m

8181

DYP-W13m

8183

DYP-W9m

8179

Maße: / Dimensions (mm):

3 x 7,5

4 x 10

11,5 x 3

3 x 7,5

4 x 10

11,5 x 3

UNITRIM

Sportmundschutz, Aufbisssschienen, Bleichschienen, weiche Kunststoffe Mouthguards, Splints, Bleaching Trays, Soft Acrylics

DE

- Schleifen ohne Schmelzeffekt
- Offenporige Struktur minimiert Hitzeentwicklung
- Hinterlässt eine glatte Schnittkante

EN

- Grinds without melting effect
- Porous structure minimizes heat generation
- Leaves a smooth cut



UT-H334K
8534
10 x 24



UT-H338
8538
5,5 x 16



grob / coarse



3.000 – 5.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

CERASTONE

Keramik, Edelmetalllegierungen, NEM, Kunststoffe Porcelain, Precious and Non-Precious Metal Alloys, Acrylics

- DE**
- Keramisch gebundene Schleifkörper
 - Siliziumcarbid- und Edelkorundkörnung
 - Zur Feinbearbeitung der Oberfläche
- EN**
- Ceramic bonded abrasives
 - Silicon carbide and corundum grit
 - For detailed shaping of dental materials

ANWENDUNG: APPLICATION:	KÖRNUNG: GRIT:	BINDUNG: BONDING:
Siliziumcarbidschleifer für Keramik Silicon carbide abrasives for porcelain	fein fine	RA mittel medium
Arkansas Steine für die Kompositbearbeitung Arkansas stones for composite finishing	extra fein extra fine	RA FG hart hard
Siliziumcarbidschleifer für Keramik und Kunststoffe Silicon carbide abrasives for porcelain and acrylics	mittel medium	HP mittel medium
Edelkorundschleifer für NEM und Titan Corundum abrasives for non-precious metals and titanium	mittel medium	HP hart hard
Edelkorundschleifer für Metall- und Modellgusslegierungen Corundum abrasives for chrome alloys and model casting	mittel medium	HP hart hard
Edelkorundschleifer für Edelmetalllegierungen Corundum abrasives for precious metal alloys	mittel medium	HP hart hard

-  fein / fine
 15.000 – 25.000 min⁻¹
 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	CSG-RA-601	CSG-RA-645	CSG-RA-649	CSG-RA-661	CSG-RA-638	CSG-RA-666
Art.-Nr.: / Item No.:	8601	8603	8604	8605	8602	8606
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 3	3 x 7	2,5 x 6	2,5 x 7	2,5 x 6	2,5 x 6,5

-  extra fein / extra fine
 RA: 15.000 – 25.000 min⁻¹
 max. 30.000 min⁻¹
 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	CSW-RA-601	CSW-RA-645	CSW-RA-649	CSW-RA-661	CSW-RA-638	CSW-RA-666
Art.-Nr.: / Item No.:	8631	8633	8634	8636	8632	8637
Art.-Bez.: / Item:	CSW-FG-601	CSW-FG-645	CSW-FG-649	CSW-FG-661	CSW-FG-638	CSW-FG-666
Art.-Nr.: / Item No.:	8694	8696	8697	8698	8695	8699
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 3	3 x 7	2,5 x 6	2,5 x 7	2,5 x 6	2,5 x 6,5

CERASTONE

Keramik, Edelmetalllegierungen, NEM, Kunststoffe Porcelain, Precious and Non-Precious Metal Alloys, Acrylics

					<ul style="list-style-type: none">  mittel / medium  12.000 – 30.000 min⁻¹ max. 35.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
CSG-HP-613	CSG-HP-638	CSG-HP-642	CSG-HP-652	CSG-HP-665	HP Art.-Bez.: / Item: Art.-Nr.: / Item No.: Maße: / Dimensions (mm):
8611	8612	8613	8614	8615	
7 x 3	2,5 x 6	5 x 13	3,5 x 10,5	6 x 12	

			<ul style="list-style-type: none">  mittel / medium  12.000 – 30.000 min⁻¹ max. 35.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
CSW-HP-731	CSW-HP-732	CSW-HP-733	HP Art.-Bez.: / Item: Art.-Nr.: / Item No.: Maße: / Dimensions (mm):
8621	8622	8623	
6,5 x 13	5 x 13	3,5 x 10,5	

			<ul style="list-style-type: none">  mittel / medium  12.000 – 30.000 min⁻¹ max. 35.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
CSP-HP-731	CSP-HP-732	CSP-HP-733	HP Art.-Bez.: / Item: Art.-Nr.: / Item No.: Maße: / Dimensions (mm):
8641	8642	8643	
6,5 x 13	5 x 13	3,5 x 10,5	

			<ul style="list-style-type: none">  mittel / medium  12.000 – 30.000 min⁻¹ max. 35.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
CSB-HP-731	CSB-HP-732	CSB-HP-733	HP Art.-Bez.: / Item: Art.-Nr.: / Item No.: Maße: / Dimensions (mm):
8661	8662	8663	
6,5 x 13	5 x 13	3,5 x 10,5	

COOLGRINDER

Keramik, Metall Porcelain, Metal

DE

- Magnesitbindung
- Geringe Hitzeentwicklung
- Bearbeitung ohne Wasserkühlung
- Weicher Schliff

EN

- Magnesite bonding
- Low heat generation
- Application without water cooling
- Soft cut



grob / coarse



10.000 – 15.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

CG-25/5

CG-25/3

CG-25/2

Art.-Nr.: / Item No.:

8400

8401

8402

Maße: / Dimensions (mm):

25 x 5

25 x 3

25 x 2



grob / coarse



10.000 – 15.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

CG-22/5

CG-22/3

CG-22/2

Art.-Nr.: / Item No.:

8410

8411

8412

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 5

22 x 3

22 x 2



grob / coarse



10.000 – 15.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

CG-19/5

CG-19/3

CG-19/2

Art.-Nr.: / Item No.:

8420

8421

8422

Maße: / Dimensions (mm):

19 x 5

19 x 3

19 x 2

FIBERCUT

Keramik, Zirkonoxid, Metall Porcelain, Zirconia, Metal Alloys

DE

- Faserverstärkt
- Hochflexibel
- Hohe strukturelle Festigkeit
- Sehr effizienter Schnitt
- Keine Verfärbungen oder Rückstände

EN

- Fiber reinforced
- Highly flexible
- High structural strength
- Very efficient cutting rate
- No discoloration or residues

 10 Stück / pieces



METALL / METAL

 Aluminiumoxid
Aluminium oxide

 10, 100 Stück / pieces

FCA22/02	FCA22/03	FCA40/05	FCA40/13	Art.-Bez.: / Item:
8920	8921	8928	8929	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 0,2	22 x 0,3	40 x 0,5	40 x 1,3	Maße: / Dimensions (mm):
25.000	25.000	10.000	10.000	Empf. Drehzahl: / Rec. RPM: (max. min ⁻¹)



KERAMIK / PORCELAIN

 Siliziumcarbid
Silicon carbide

 10, 100 Stück / pieces

FCS22/02	FCS22/03	FCS25/02	Art.-Bez.: / Item:
8910	8911	8915	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 0,2	22 x 0,3	25 x 0,2	Maße: / Dimensions (mm):
25.000	25.000	15.000	Empf. Drehzahl: / Rec. RPM: (max. min ⁻¹)



ZIRKONOXID / ZIRCONIA


 Diamant
Diamond

 1, 10 Stück / piece

FCD20/02	FCD20/03	88HP	Art.-Bez.: / Item:
8900	8901	9555	Art.-Nr.: / Item No.:
20 x 0,2	20 x 0,3	8	Maße: / Dimensions (mm):
25.000	25.000	—	Empf. Drehzahl: / Rec. RPM: (max. min ⁻¹)



RA
—
FG



Zahnmedizin

Dental Clinic

UNIVERSAL	22
DIAPOL®	23
DIAPRO	24
DIACERA	25
ECOCERAM	26
DIACOMP® PLUS	27
DIACOMP® ULTRA	28
EASYCOMP	29
ECOCOMP	30
COMPOSOFIT	31
FLEXI-DIA	32
FLEXISTRIPS-DIA	33
FLEXI-D	34
FLEXISTRIPS	35
EVEFLEX	36
DIABRUSH	37
EVEBRUSH	37
UNIBRUSH	38
PROPHY TWIST	39
PROPHY PLUS	39
DIACOMP® PASTE	40
DIAPOL® PASTE	41
PROPHYCLEAN®	42
BRACKET	43
DIASTRIPS	44
CARBOSTrips	45

Set RA 101

Art.-Nr.: / Item No.: 9070

8-teilig / pieces



UNIVERSAL

Keramik, Komposit, Edelmetall, Amalgam Porcelain, Composite, Precious Metal, Amalgam

- DE**
- Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien
 - Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
 - Siliziumcarbidkörnung

- EN**
- For smoothing all dental materials
 - Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
 - Silicon carbide abrasive

● **Glätten**
Smoothing

groß / coarse
 7.000 – 10.000 min⁻¹
 max. 20.000 min⁻¹
 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	R12	L13	K11	K12	K15
Art.-Nr.: / Item No.:	1006	1009	1011	1012	1015
Maße: / Dimensions (mm):	12 x 2	13 x 2,5	11 x 6	12 x 7	15 x 9

mittel / medium
 7.000 – 10.000 min⁻¹
 max. 20.000 min⁻¹
 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	W11	W1	W2	W2B	W4
Art.-Nr.: / Item No.:	1081	1071	1072	1092	1074
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	5,5 x 15	4,5 x 12	5 x 10	5 x 16

mittel / medium
 7.000 – 10.000 min⁻¹
 max. 20.000 min⁻¹
 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	W5	W6	W7	W8	W9
Art.-Nr.: / Item No.:	1075	1076	1077	1078	1079
Maße: / Dimensions (mm):	9 x 8,5	8 x 7	7 x 10	11 x 2	11 x 2,5

**Set RA 306**

Art.-Nr.: / Item No.: 9088

6-teilig / pieces

**EVE****DIAPOL®**

Keramik Porcelain

- DE**
- 3-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
 - Diamantkörnung für höchste Effektivität
 - Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

- EN**
- 3-step polishing system for all porcelain materials
 - Diamond grit for highest efficiency
 - Surface corrections without additional glazing

**Set RA 305**

Art.-Nr.: / Item No.: 9077

9-teilig / pieces

① **Glätten**
Smoothing

② **Vorpolieren**
Pre-polishing

③ **Hochglanzpolieren**
High-shine polishing



FG SCHÄFT / FG SHANK

- grob** / coarse
 7.000 – 12.000 min⁻¹
 1, 10 Stück / piece

DT-W14Dg	W11Dg	W16Dg	W17Dg	W18Dg	W2Dg	W8Dg	FG1Dg
7084	7081	7086	7087	7088	7072	7078	7091
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 13	11 x 2	3 x 6,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



FG SCHÄFT / FG SHANK

- mittel** / medium
 7.000 – 12.000 min⁻¹
 1, 10 Stück / piece

DT-W14Dmf	W11Dmf	W16Dmf	W17Dmf	W18Dmf	W2Dmf	W8Dmf	FG1Dmf
7184	7181	7186	7187	7188	7172	7178	7191
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 13	11 x 2	3 x 6,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



FG SCHÄFT / FG SHANK

- fein** / fine
 7.000 – 12.000 min⁻¹
 1, 10 Stück / piece

DT-W14D	W11D	W16D	W17D	W18D	W2D	W8D	FG1D
7284	7281	7286	7287	7288	7272	7278	7291
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 13	11 x 2	3 x 6,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



Set RA 363

Art.-Nr.: / Item No.: 9092

6-teilig / pieces



DIAPRO

Lithium-Disilikat, Feldspatkeramik Lithium Disilicate, Feldspathic Porcelain

DE

- Speziell für Silikatkeramiken
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Polierergebnis entspricht Glanzbrand
- Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit DIASYNT® PLUS (S. 14)


EN

- Especially suitable for silicate porcelain
- Diamond grit for highest efficiency
- Polishing result matches glazing
- Before polishing, grinding is done with DIASYNT® PLUS (p. 14)

Set RA 361

Art.-Nr.: / Item No.: 9085

8-teilig / pieces



① Vorpolieren
Pre-polishing

② Hochglanzpolieren
High-shine polishing

	mittel / medium
	7.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹
	1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	DT-W14DPmf	W11DPmf	W16DPmf	W17DPmf	W18DPmf
Art.-Nr.: / Item No.:	7884	7881	7886	7887	7888
Maße: / Dimensions (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

	fein / fine
	7.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹
	1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	DT-W14DP	W11DP	W16DP	W17DP	W18DP
Art.-Nr.: / Item No.:	7984	7981	7986	7987	7988
Maße: / Dimensions (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5



EVE

Set RA 323

Art.-Nr.: / Item No.: 9091

6-teilig / pieces



DIACERA

Zirkonoxid, Aluminiumoxid Zirconia, Alumina

DE

- Speziell für Vollzirkonrestaurationen
- Hohe Konzentration an Diamantkörnung für mehr Effizienz
- Kein Glanzbrand erforderlich
- Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit DIASYNT® PLUS (S. 14)

EN

- Especially suitable for full contour zirconia restorations
- High diamond concentration for more efficiency
- Makes glazing unnecessary
- Before polishing, grinding is done with DIASYNT® PLUS (p. 14)

① Vorpölern
Pre-polishing② Hochglanzpolieren
High-shine polishing

Set RA 322

Art.-Nr.: / Item No.: 9078

8-teilig / pieces

- mittel / medium
 7.000 – 10.000 min⁻¹
 max. 20.000 min⁻¹
 1, 10 Stück / piece

DT-W14DCmf	W11DCmf	W16DCmf	W17DCmf	W18DCmf
7684	7681	7686	7687	7688
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



- fein / fine
 7.000 – 10.000 min⁻¹
 max. 20.000 min⁻¹
 1, 10 Stück / piece

DT-W14DC	W11DC	W16DC	W17DC	W18DC
7784	7781	7786	7787	7788
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

ECOCERAM

Keramik Porcelain

Set RA 160

Art.-Nr.: / Item No.: 9076

6-teilig / pieces



- DE**
- Zum Glätten und Polieren von Keramikrestorationen
 - Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
 - Siliziumcarbidkörnung

- EN**
- For finishing and polishing porcelain restorations
 - Silicone bonding adapts to the surface being processed
 - Silicon carbide abrasive

① **Glätten**
Smoothing

② **Vorpolieren**
Pre-polishing

③ **Polieren**
Polishing

- **grob** / coarse
- **7.000 – 15.000 min⁻¹**
max. 25.000 min⁻¹
- **10, 100 Stück** / pieces



Art.-Bez.: / Item:

W2BVK

W7VK

W9VK

Art.-Nr.: / Item No.:

1592

1577

1579

Maße: / Dimensions (mm):

5 x 10

7 x 10

11 x 2,5

- **mittel** / medium
- **7.000 – 15.000 min⁻¹**
max. 25.000 min⁻¹
- **10, 100 Stück** / pieces



Art.-Bez.: / Item:

W2BNK

W7NK

W9NK

Art.-Nr.: / Item No.:

1692

1677

1679

Maße: / Dimensions (mm):

5 x 10

7 x 10

11 x 2,5

- **fein** / fine
- **7.000 – 15.000 min⁻¹**
max. 25.000 min⁻¹
- **10, 100 Stück** / pieces



Art.-Bez.: / Item:

W2BSK

W7SK

W9SK

Art.-Nr.: / Item No.:

1792

1777

1779

Maße: / Dimensions (mm):

5 x 10

7 x 10

11 x 2,5

**Set RA 343**

Art.-Nr.: / Item No.: 9087
6-teilig / pieces

**DIACOMP® plus****Komposit Composite****DE**

- 2-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen Kompositmaterialien
- Polierstufen speziell abgestimmt auf den jeweiligen Bearbeitungsschritt
- Beste Ergebnisse auch auf sehr harten Kompositen

EN

- 2-step polishing system for high shine on all composite materials
- Polishers specifically adapted to each processing step
- Best results even on very hard composites

① **Vorpölern**
Pre-polishing

② **Hochglanzpolieren**
High-shine polishing

**Set RA 342**

Art.-Nr.: / Item No.: 9086
6-teilig / pieces

Set RA 344

Art.-Nr.: / Item No.: 9094
8-teilig / pieces



FG SCHAFTE / FG SHANK

- mittel / medium**
3.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
1, 10 Stück / piece

DT-DCP10m	DT-DCP14m	DCP-Ofm	DCP-W11m	DCP1m	DCP2m	DCP3m	DCP-W2Bm	DCP-FG1m	Art.-Bez.: / Item:
6180	6184	6175	6181	6171	6172	6173	6192	6191	Art.-Nr.: / Item No.:
11 x 1,6	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	5 x 10	3 x 6,5	Maße: / Dimensions (mm):



FG SCHAFTE / FG SHANK

- fein / fine**
3.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
1, 10 Stück / piece

DT-DCP10f	DT-DCP14f	DCP-Off	DCP-W11f	DCP1f	DCP2f	DCP3f	DCP-W2Bf	DCP-FG1f	Art.-Bez.: / Item:
6280	6284	6275	6281	6271	6272	6273	6292	6291	Art.-Nr.: / Item No.:
11 x 1,6	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	5 x 10	3 x 6,5	Maße: / Dimensions (mm):



Set RA 350

Art.-Nr.: / Item No.: 9074

4-teilig / pieces

DIACOMP® ultra

Komposit Composite

DE

- Gesamter Polierprozess in nur einem Schritt
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Erhöhter Druck für die Oberflächenvorbereitung
- Reduzierter Druck für Hochglanzpolitur

EN

- Complete polishing process in just one step
- Diamond grit for highest efficiency
- Increased pressure for surface preparation
- Reduced pressure for high shine polishing



	fein / fine
	3.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹
	1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	DCU-W11	DCU1	DCU2	DCU3	DCU-FG1
Art.-Nr.: / Item No.:	6081	6071	6072	6073	6091
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	3 x 6,5



EASYCOMP

Komposit Composite



- DE**
- Ökonomisches Einwegpoliersystem für alle Komposite
 - Entfall der Wiederaufbereitung
 - Kleine Formen erleichtern die Zugänglichkeit schwer erreichbarer Stellen
 - Optimale Formverfügbarkeit für alle Oberflächenstrukturen

- EN**
- Economic single-use polishing system for composite
 - Elimination of reprocessing
 - Small geometries simplify the accessibility of difficult to reach areas
 - Optimised range of available shapes for all surface structures

① **Vorpolieren**
Pre-polishing

② **Polieren**
Polishing



mittel, fein / medium, fine



40 Stück / pieces

EY-1	EY-3
9030	9031
4 x 6,9	6,2 x 6,4
3.000 - 8.000	3.000 - 8.000
20.000	20.000

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

Empf. Drehzahl: / Rec. RPM: (max. min⁻¹)

Max. Drehzahl: / Max. RPM: (max. min⁻¹)



mittel, fein / medium, fine



40 Stück / pieces

EY-OF	EY-10
9032	9033
5,5 x 8,7	11 x 1,6
3.000 - 5.000	3.000 - 8.000
20.000	20.000

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

Empf. Drehzahl: / Rec. RPM: (max. min⁻¹)

Max. Drehzahl: / Max. RPM: (max. min⁻¹)

ECOCOMP

Komposit Composite

- DE**
- Für die effiziente Politur von Kompositoberflächen
 - Siliziumcarbidkörnung
 - Hart gebunden für höhere Standzeit

- EN**
- For efficient polishing of composite surfaces
 - Silicon carbide grit
 - Hard bonding for high durability

① **Vorpolieren**
Pre-polishing

② **Polieren**
Polishing

Set RA 210
Art.-Nr.: / Item No.: 9071
8-teilig / pieces



mittel / medium
7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	EC11m	EC3Km	EC5Wm	EC7m	EC18m
Art.-Nr.: / Item No.:	5181	5173	5175	5177	5188
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	6,5 x 9,5	9,5 x 8	5 x 10	10 x 2,5

fein / fine
7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	EC11f	EC3Kf	EC5Wf	EC7f	EC18f
Art.-Nr.: / Item No.:	5281	5273	5275	5277	5288
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	6,5 x 9,5	9,5 x 8	5 x 10	10 x 2,5



Set RA 129

Art.-Nr.: / Item No.: 9089

9-teilig / pieces



COMPOSOF

Komposit Composite

- DE**
- Zum Glätten, Vorpölzen und Polieren von Komposit
 - Aluminiumoxidkörnung
 - Weiche Silikonbindung passt sich der Kompositoberfläche an
- EN**
- For smoothing, pre-polishing and polishing composite
 - Aluminium oxide grit
 - Soft silicone bonding adapts to the composite surface

① **Glätten**
Smoothing

② **Vorpölzen**
Pre-polishing

③ **Polieren**
Polishing



groß / coarse

5.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

CS11g	CS2Bg	CS7g	CS9g
2581	2592	2577	2579
3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



mittel / medium

5.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

CS11m	CS2Bm	CS7m	CS9m
2681	2692	2677	2679
3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



fein / fine

5.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

CS11f	CS2Bf	CS7f	CS9f
2781	2792	2777	2779
3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



Starter Set 10 mm & 14 mm

Art.-Nr.: / Item No.: 9008

200-teilig / pieces +95RA



DE

- Flexible Polierscheibchen mit Diamantbelegung
- Optimiert für die Politur von Keramik
- Ziehend und schiebend anwendbar
- Extra dünne Kunststofffolie

EN

- Flexible polishing discs with diamond coating
- Optimised for porcelain polishing
- For use in a pulling or pushing motion
- Extra-thin plastic foil

Starter Set 14 mm

Art.-Nr.: / Item No.: 9006

100-teilig / pieces +95RA

Starter Set 10 mm

Art.-Nr.: / Item No.: 9005

100-teilig / pieces +95RA

● SEHR GROB / VERY COARSE

● GROB / COARSE

● MITTEL / MEDIUM

● FEIN / FINE

	7.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹
	100 Stück / pieces mit oder ohne Halter / with or without mandrel
Art.-Bez.: / Item:	FD-10Dxg
Art.-Nr.: / Item No.:	9126
Maße: / Dimensions (mm):	10 x 0,21



	7.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹
	100 Stück / pieces mit oder ohne Halter / with or without mandrel
Art.-Bez.: / Item:	FD-14Dxg
Art.-Nr.: / Item No.:	9146
Maße: / Dimensions (mm):	14 x 0,21



Art.-Bez.: / Item:	FD-14Dg	FD-14Dmf	FD-14D	95RA	95HP
Art.-Nr.: / Item No.:	9147	9148	9149	9595	9565
Maße: / Dimensions (mm):	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11	–	–





EVE

Combi Set 10 mm & 14 mm & Strips

Art.-Nr.: / Item No.: 9009

250-teilig / pieces +95RA +95HP



FLEXISTRIPS-DIA

Keramik, Komposit Porcelain, Composite

DE

- Flexible Polierstreifen für die interproximale Anwendung
- Mit Diamantkörnung für mehr Effektivität
- Für die Politur von Keramik und Komposit
- Mit körnungsfreier Lücke für eine einfachere Anwendung

EN

- Flexible polishing strips for interproximal application
- With diamond coating for more efficiency
- For polishing porcelain and composite
- With a gap between abrasives for easier application

Set DS-50

Art.-Nr.: / Item No.: 9011

50-teilig / pieces

● SEHR GROB / VERY COARSE

● GROB / COARSE

● MITTEL / MEDIUM

● FEIN / FINE



Stärke (mm) / Thickness: 0,21 / 0,17

Diamant
Diamond

50 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

Stärke (mm) / Thickness: 0,14 / 0,11

Diamant
Diamond

50 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

FLEXI-D

Komposit, Gold, Amalgam Composite, Gold, Amalgam

DE

- Flexible Polierscheibchen
- Für die interproximale Anwendung
- Ziehend und schiebend anwendbar
- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid

EN

- Flexible polishing discs
- For interproximal application
- For use in a pulling or pushing motion
- Coated on one side with aluminium oxide

Starter Set 10 mm & 14 mm

Art.-Nr.: / Item No.: 9003

200-teilig / pieces +95RA



Starter Set 14 mm

Art.-Nr.: / Item No.: 9001

100-teilig / pieces +95RA

Starter Set 10 mm

Art.-Nr.: / Item No.: 9000

100-teilig / pieces +95RA

● GROB / COARSE ● MITTEL / MEDIUM ● FEIN / FINE ● EXTRA FEIN / EXTRA FINE



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel

Art.-Bez.: / Item:



FD-10g



FD-10m



FD-10f



FD-10sf

Art.-Nr.: / Item No.:

9121

9122

9123

9124

Maße: / Dimensions (mm):

10 x 0,21

10 x 0,17

10 x 0,14

10 x 0,11



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel

Art.-Bez.: / Item:



FD-14g



FD-14m



FD-14f



FD-14sf

Art.-Nr.: / Item No.:

9141

9142

9143

9144

Maße: / Dimensions (mm):

14 x 0,21

14 x 0,17

14 x 0,14

14 x 0,11





Combi Set 10 mm & 14 mm & Strips

Art.-Nr.: / Item No.: 9004

250-teilig / pieces +95RA +95HP



FLEXISTRIPS

Komposit, Gold, Amalgam Composite, Gold, Amalgam

DE

- Flexible Polierstreifen für die interproximale Anwendung
- Für die Politur von Komposit und Metall
- Mit körnungsfreier Lücke für eine einfachere Anwendung
- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid

EN

- Flexible polishing strips for interproximal application
- For polishing composite and metal
- With gap between abrasives for easier application
- Coated on one side with aluminium oxide

Set FS-50

Art.-Nr.: / Item No.: 9010

50-teilig / pieces

● GROB / COARSE

● MITTEL / MEDIUM

● FEIN / FINE

● EXTRA FEIN / EXTRA FINE



Aluminiumoxid
Aluminium oxide



50 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



Aluminiumoxid
Aluminium oxide



50 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

EVEFLEX

Set RA 240

Art.-Nr.: / Item No.: 9090
12-teilig / pieces



Gold, Amalgam, NEM-Legierungen Gold, Amalgam, Non-Precious Metal Alloys

- DE**
- Für die Politur von Gold, Amalgam und NEM Legierungen
 - 3-stufiges Poliersystem
 - Siliziumcarbidkörnung

- EN**
- For polishing gold, amalgam and non-precious alloys
 - 3-step polishing system
 - Silicon carbide grit




Set RA 209

Art.-Nr.: / Item No.: 9075
9-teilig / pieces

① Glätten
Smoothing


② Vorpolieren
Pre-polishing

③ Polieren
Polishing



FG SCHÄFT / FG SHANK

Art.-Bez.: / Item:	ET-AF14	AF11	AF1	AF3K	AF5W	AF7	AF13	A2	A3
Art.-Nr.: / Item No.:	4684	4681	4671	4673	4675	4677	4683	4692	4693
Maße: / Dimensions (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 12	6,5 x 9,5	9 x 8	5 x 10	5,5 x 16	3 x 6,5	6 x 8



FG SCHÄFT / FG SHANK

Art.-Bez.: / Item:	ET-BV14	BV11	BV1	BV3K	BV5W	BV7	BV13	B2	B3
Art.-Nr.: / Item No.:	4784	4781	4771	4773	4775	4777	4783	4792	4793
Maße: / Dimensions (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 12	6,5 x 9,5	9 x 8	5 x 10	5,5 x 16	3 x 6,5	6 x 8



FG SCHÄFT / FG SHANK

Art.-Bez.: / Item:	ET-GH14	GH11	GH1	GH3K	GH5W	GH7	GH13	G2	G3
Art.-Nr.: / Item No.:	4884	4881	4871	4873	4875	4877	4883	4892	4893
Maße: / Dimensions (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 12	6,5 x 9,5	9 x 8	5 x 10	5,5 x 16	3 x 6,5	6 x 8



DIABRUSH

Keramik, Komposit, Metall Porcelain, Composite, Metal

- DE**
- Zur Hochglanzpolitur von Keramik und Komposit
 - Für die Politur von okklusalen Füllungen
 - Faser mit Diamantkörnung
 - Anwendung ohne Polierpaste
 - Hitzestabile und autoklavierbare Polyamidfaser

- EN**
- For high-shine polishing on porcelain and composite
 - For polishing occlusal fillings
 - Fibre with diamond grit
 - Application without polishing paste
 - Heat resistant and autoclavable polyamide fibre



Härte: / Hardness:
mittel / medium

- fein / fine
- max. 10.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece

WTD1

9481

6 x 5,5

WZD1

9482

4 x 6,5

WSD1

9483

4 x 6,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

EVEBRUSH

Keramik, Komposit, Metall Porcelain, Composite, Metal

- DE**
- Zur Hochglanzpolitur von Keramik und Komposit
 - Für die Politur von okklusalen Füllungen
 - Faser mit Siliziumcarbidkörnung
 - Anwendung ohne Polierpaste
 - Hitzestabile und autoklavierbare Polyamidfaser

- EN**
- For high-shine polishing on porcelain and composite
 - For polishing occlusal fillings
 - Fibre with silicon carbide grit
 - Application without polishing paste
 - Heat resistant and autoclavable polyamide fibre



Härte: / Hardness:
hart / hard

- fein / fine
- max. 10.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece

WT1

9491

6 x 5,5

WZ1

9492

4 x 6,5

WS1

9493

4 x 6,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

UNIBRUSH

Prophylaxe, Komposit, Keramik, Metall Prophylaxis, Composite, Porcelain, Metal

- DE**
- Nylonbürstchen für die Anwendung mit Polierpaste
 - Anwendung zur Prophylaxe oder Füllungstherapie
 - Erhält die Oberflächenstruktur

- EN**
- Nylon brushes for application with polishing paste
 - Application for prophylaxis treatment or on dental restorations
 - Does not alter the surface structure

● HART / HARD

● MITTEL / MEDIUM

● SUPER WEICH / SUPER SOFT



Art.-Bez.: / Item:

WTH WZH WSH WPH

Art.-Nr.: / Item No.:

9451 9452 9453 9454

Maße: / Dimensions (mm):

6 x 5,5 4 x 6,5 4 x 6,5 2,5 x 3



Art.-Bez.: / Item:

WTM WZM WSM WPM

Art.-Nr.: / Item No.:

9461 9462 9463 9464

Maße: / Dimensions (mm):

6 x 5,5 4 x 6,5 4 x 6,5 2,5 x 3



Art.-Bez.: / Item:

WTS WZS WSS WPS

Art.-Nr.: / Item No.:

9471 9472 9473 9474

Maße: / Dimensions (mm):

6 x 5,5 4 x 6,5 4 x 6,5 2,5 x 3

PROPHY TWIST

Prophylaxe Prophylaxis

- DE**
- Entfernt Verfärbungen aller Art
 - PROPHY TWIST passt sich der Zahnform an
 - Mit und ohne Polierpaste anwendbar
 - Einwegprodukt
 - Latexfrei
- EN**
- Removes all types of discolorations
 - PROPHY TWIST adapts to any surface structure
 - For application with or without polishing paste
 - Single use product
 - Latex free



7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces

PRT-W10	PRT-W14	Art.-Bez.: / Item:
9408	9409	Art.-Nr.: / Item No.:
11 x 1,6	14 x 1,6	Maße: / Dimensions (mm):

PROPHY plus

Prophylaxe Prophylaxis

- DE**
- Lamellen befördern Polierpaste immer wieder zum Zahn
 - Zur Anwendung mit Polierpaste
 - Latexfrei
- EN**
- Ridges drive paste towards the teeth
 - For application with polishing paste
 - Latex free



3.000 – 5.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces

PRP-7	PRP-3K	PRP-3	99RA	Art.-Bez.: / Item:
9401	9406	9405	9599	Art.-Nr.: / Item No.:
6 x 11	6 x 7	6 x 8	-	Maße: / Dimensions (mm):



DIACOMP® paste

Komposit, Hybridkeramik Composite, Hybrid Ceramic

- DE**
- Für die Hochglanzpolitur von Kompositfüllungen
 - Hohe Konzentration an Diamantpartikeln
 - Zur Anwendung mit EVE UNIBRUSH (S. 38)

- EN**
- For high-shine polishing of composite fillings
 - High concentration of diamond particles
 - For application with EVE UNIBRUSH (p. 38)



Inhalt / Content: 2g



1 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:

DP3

Art.-Nr.: / Item No.:

9705

Körnung: / Grit (μ):

4 – 8

**EVE**

DIAPOL® paste

Keramik, Zirkonoxid, Lithium-Disilikat Porcelain, Zirconia, Lithium Disilicate

DE

- Für die Hochglanzpolitur aller Keramiken
- Hohe Konzentration an Diamantpartikeln
- Zur Anwendung mit EVE UNIBRUSH (S. 38)

EN

- For high-shine polishing of any porcelain material
- High concentration of diamond particles
- For application with EVE UNIBRUSH (p. 38)

**Inhalt / Content: 2g****1 Stück / piece**

DP2
9702
10 – 12

Art.-Bez.: / Item:**Art.-Nr.: / Item No.:****Körnung: / Grit (μ):**



PROPHYCLEAN®

Zahnreinigung Tooth cleaning

DE

- Entfernt Zahnstein und Verfärbungen
- Spezielle Körnung verhindert Schädigung des Zahnschmelzes
- Mechanische Prophylaxeoption
- Faserfrei
- Blaue Variante für sehr starke Verschmutzungen

EN

- Removes calculus and stains
- Special abrasive prevents damage to the enamel
- For mechanical prophylactic treatment
- Fibre free
- Blue option for heavy stains

grob / coarse

5.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Stück / piece



100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel



Art.-Bez.: / Item:

PC-100g PC-102g PC-103g PC-111g

PCD-10g PCD-14g

Art.-Nr.: / Item No.:

8700 8702 8703 8711

8721 8741

Maße: / Dimensions (mm):

2,35 x 9 2,35 x 7 2,35 x 7,5 3 x 6,5

10 x 0,21 14 x 0,21


mittel / medium

5.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Stück / piece



100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel



Art.-Bez.: / Item:

PC-100 PC-102 PC-103 PC-111

PCD-10 PCD-14

95RA

Art.-Nr.: / Item No.:

8800 8802 8803 8811

8821 8841

Maße: / Dimensions (mm):

2,35 x 9 2,35 x 7 2,35 x 7,5 3 x 6,5

10 x 0,14 14 x 0,14

–

**Set RA 430**

Art.-Nr.: / Item No.: 9079

5-teilig / pieces



BRACKET

Kieferorthopädie, Bracketkleberresteentfernung Orthodontics, Debonding

DE

- Für die Entfernung von Bracketkleberresten
- Verletzt nicht die natürliche Zahnhartsubstanz
- Anschließende Zahnreinigung mit PROPHY TWIST (S. 39)

EN

- For removal of remnants after debonding
- Does not harm the enamel
- Subsequent tooth cleaning with PROPHY TWIST (p. 39)

**grob / coarse**5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

BR11	BR3	BR6	BR7
5381	5373	5376	5377
3 x 7,5	6 x 7,5	10 x 0,7	5 x 10

Art.-Bez.: / Item:**Art.-Nr.: / Item No.:****Maße: / Dimensions (mm):**



Set PDL4

Art.-Nr.: / Item No.: 9014

9-teilig / pieces



DIASTRIPS

Keramik, Komposit, Metall, Zahnhartsubstanz Porcelain, Composite, Metal, Enamel

DE

- Für die manuelle Oberflächenbearbeitung
- Interdentale Anwendung
- Lochung führt abgetragenes Material ab

EN

- For manual surface processing
- Interdental application
- Perforation removes the cut material

Set PDL2,5

Art.-Nr.: / Item No.: 9012

9-teilig / pieces



Stärke (mm) / Thickness: 0,11

Art.-Bez.: / Item:

PDL-45/4

PDL-45/2,5

Art.-Nr.: / Item No.:

9101

9106

Maße: / Dimensions (mm):

4 x 150

2,5 x 150

mittel / medium

9 Stück / pieces



Stärke (mm) / Thickness: 0,10

Art.-Bez.: / Item:

PDL-35/4

PDL-35/2,5

Art.-Nr.: / Item No.:

9102

9107

Maße: / Dimensions (mm):

4 x 150

2,5 x 150

fein / fine

9 Stück / pieces



Stärke (mm) / Thickness: 0,07

Art.-Bez.: / Item:

PDL-10/4

PDL-10/2,5

Art.-Nr.: / Item No.:

9103

9108

Maße: / Dimensions (mm):

4 x 150

2,5 x 150

**Set CSL4**

Art.-Nr.: / Item No.: 9018

30-teilig / pieces



CARBOSTRIPS

Keramik, Komposit, Metall, Zahnhartsubstanz Porcelain, Composite, Metal, Enamel

DE

- Für die Anpassung der interdentalen Kontaktpunkte (Stripping)
- Flexible Siliziumcarbid belegte Metallstreifen
- Mit körnungsfreier Lücke für eine einfachere Anwendung

EN

- For interdental stripping
- Flexible silicon carbide coated metal strips
- With gap for easier application

Set CSL2,5

Art.-Nr.: / Item No.: 9016

30-teilig / pieces



Stärke (mm) / Thickness: 0,10

CSL-C/4	CSL-C/2,5
9191	9196
4 x 150	2,5 x 150

groß / coarse

10 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



Stärke (mm) / Thickness: 0,09

CSL-M/4	CSL-M/2,5
9192	9197
4 x 150	2,5 x 150

mittel / medium

10 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



Stärke (mm) / Thickness: 0,07

CSL-F/4	CSL-F/2,5
9193	9198
4 x 150	2,5 x 150

fein / fine

10 Stück / pieces


Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



HP



Zahntechnik

Dental Laboratory

UNIVERSAL	48
UNIVERSAL BL	53
DIAPOL®	54
DIAPRO	56
DIACERA	57
ECOCERAM WG	58
ECOCERAM	59
DIATEMP	60
FIBERWHEELS	61
TECHNIK	62
SOFTWHEELS	63
CHROM PLUS	64
ECOCHROM	65
EVEFLEX 400 – 800	65
EVEFLEX PINS	70
FLEXI-DIA	71
FLEXI-D	71

UNIVERSAL

Keramik, Edelmetall, Acryl Porcelain, Precious Metal, Acrylics

- DE**
- Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien
 - Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
 - Diverse Formen für verschiedene Anwendungen
 - Siliziumcarbidkörnung

- EN**
- For smoothing all dental materials
 - Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
 - Various shapes for different applications
 - Silicon carbide abrasive

KÖRNUNG: / GRIT:

	grob / coarse
	mittel / medium
	fein / fine
	extra fein / extra fine

 **grob / coarse**
 **7.000 – 10.000 min⁻¹**
 **max. 20.000 min⁻¹**
 **10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	R22	R17	L22	L18	L15	I22
Art.-Nr.: / Item No.:	1000	1004	1001	1007	1008	1002
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	15 x 2,5	22 x 1

 **grob / coarse**
 **7.000 – 10.000 min⁻¹**
 **max. 20.000 min⁻¹**
 **10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	S6	C7	C9	C12
Art.-Nr.: / Item No.:	1016	1017	1019	1022
Maße: / Dimensions (mm):	6 x 24	7 x 20	9 x 20	12 x 20

 **grob / coarse**
 **7.000 – 10.000 min⁻¹**
 **max. 20.000 min⁻¹**
 **10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	H15g	H16g	H20g
Art.-Nr.: / Item No.:	1055	1056	1060
Maße: / Dimensions (mm):	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12

UNIVERSAL

Keramik, Edelmetall, Acryl Porcelain, Precious Metal, Acrylics



H1	H2	H3	H4
1041	1042	1043	1044
5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16

- mittel / medium
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



H7	H8	H9
1047	1048	1049
7 x 10	11 x 2	11 x 2,5

- mittel / medium
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):

UNIVERSAL

Edelmetall Precious Metal

KÖRNUNG: / GRIT:

-  grob / coarse
-  mittel / medium
-  fein / fine
-  extra fein / extra fine

-  mittel / medium
-  7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
-  10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	R22m	R17m	L22m	L18m	I22m
Art.-Nr.: / Item No.:	1100	1104	1101	1107	1102
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	22 x 1

-  mittel / medium
-  7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
-  10, 100 Stück / pieces




Art.-Bez.: / Item:	S6m	C7m	C9m	H15m	H16m	H20m
Art.-Nr.: / Item No.:	1116	1117	1119	1155	1156	1160
Maße: / Dimensions (mm):	6 x 24	7 x 20	9 x 20	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12

-  mittel / medium
-  7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
-  10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	H1m	H2m	H3m	H4m	H8m	H9m
Art.-Nr.: / Item No.:	1141	1142	1143	1144	1148	1149
Maße: / Dimensions (mm):	5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	11 x 2	11 x 2,5

UNIVERSAL

Edelmetall Precious Metal**KÖRNUNG:** / GRIT:

R22f	R17f	L22f	L18f	I22f
1200	1204	1201	1207	1202
22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	22 x 1

- fein / fine
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



S6f	C7f	C9f	H15f	H16f	H20f
1216	1217	1219	1255	1256	1260
6 x 24	7 x 20	9 x 20	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12

- fein / fine
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



H1f	H2f	H3f	H4f	H8f	H9f
1241	1242	1243	1244	1248	1249
5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	11 x 2	11 x 2,5


- fein / fine
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):

UNIVERSAL

Edelmetall Precious Metal

KÖRNUNG: / GRIT:



- extra fein / extra fine
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	R22sf	R17sf	L22sf	L18sf	I22sf
Art.-Nr.: / Item No.:	1300	1304	1301	1307	1302
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	22 x 1

- extra fein / extra fine
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	S6sf	C7sf	C9sf	H15sf	H16sf	H20sf
Art.-Nr.: / Item No.:	1316	1317	1319	1355	1356	1360
Maße: / Dimensions (mm):	6 x 24	7 x 20	9 x 20	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12

- extra fein / extra fine
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	H1sf	H2sf	H3sf	H4sf	H8sf	H9sf
Art.-Nr.: / Item No.:	1341	1342	1343	1344	1348	1349
Maße: / Dimensions (mm):	5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	11 x 2	11 x 2,5

UNIVERSAL *BL*

Edelmetall Precious Metal**DE**

- Für Mattglanz auf Edelmetallen
- Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Siliziumcarbidkörnung

EN

- For satin finish on precious metals
- Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- Silicon carbide abrasive



mittel / medium

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

R22BL	R17BL	LS22BL	LS18BL	Art.-Bez.: / Item:
1400	1404	1401	1407	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	Maße: / Dimensions (mm):



mittel / medium

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

S6BL	C7BL	C9BL	H1BL	H4BL	H15BL	H20BL	Art.-Bez.: / Item:
1416	1417	1419	1441	1444	1455	1460	Art.-Nr.: / Item No.:
6 x 24	7 x 20	9 x 20	5,5 x 15	5 x 16	14,5 x 2,5	14 x 12	Maße: / Dimensions (mm):



Set HP 311

Art.-Nr.: / Item No.: 9047
6-teilig / pieces



DIAPOL®

Keramik Porcelain

- DE**
- Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
 - Diamantkörnung für höchste Effektivität
 - Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

- EN**
- Polishing system for all porcelain materials
 - Diamond grit for highest efficiency
 - Surface corrections without additional glazing

Set HP 310

Art.-Nr.: / Item No.: 9040
8-teilig / pieces

extra grob / extra coarse

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
1, 10 Stück / piece

sehr grob / very coarse

Art.-Bez.: / Item:	L26Dug	R17Dug	L26Dxg	R17Dxg
Art.-Nr.: / Item No.:	6800	6804	6900	6904
Maße: / Dimensions (mm):	26 x 2	17 x 2,5	26 x 2	17 x 2,5

groß / coarse
7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	DT-H26Dg	DT-H17Dg	DT-H14Dg	L26Dg	SL20Dg	R17Dg	LS15Dg
Art.-Nr.: / Item No.:	7066	7057	7054	7000	7001	7004	7008
Maße: / Dimensions (mm):	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	17 x 2,5	15 x 2,5

groß / coarse
7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	H11Dg	H2Dg	H4Dg	H8Dg	H15Dg	H16Dg	H22Dg	C2Dg	S3Dg	C235Dg
Art.-Nr.: / Item No.:	7051	7042	7044	7048	7055	7056	7062	7032	7033	7037
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	4 x 13	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	22 x 0,5	2 x 20	3 x 22	2,35 x 35



DIAPOL®


Keramik Porcelain



DT-H26Dmf	DT-H17Dmf	DT-H14Dmf	L26Dmf	SL20Dmf	R17Dmf	LS15Dmf
7166	7157	7154	7100	7101	7104	7108
26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	17 x 2,5	15 x 2,5

- mittel / medium
- 7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece


Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



H11Dmf	H2Dmf	H4Dmf	H8Dmf	H15Dmf	H16Dmf	H22Dmf	C2Dmf	S3Dmf	C235Dmf
7151	7142	7144	7148	7155	7156	7162	7132	7133	7137
3 x 7,5	4 x 13	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	22 x 0,5	2 x 20	3 x 22	2,35 x 35

- mittel / medium
- 7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece


Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



DT-H26D	DT-H17D	DT-H14D	L26D	SL20D	R17D	LS15D
7266	7257	7254	7200	7201	7204	7208
26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	17 x 2,5	15 x 2,5

- fein / fine
- 7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



H11D	H2D	H4D	H8D	H15D	H16D	H22D	C2D	S3D	C235D
7251	7242	7244	7248	7255	7256	7262	7232	7233	7237
3 x 7,5	4 x 13	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	22 x 0,5	2 x 20	3 x 22	2,35 x 35

- fein / fine
- 7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



Set HP 364

Art.-Nr.: / Item No.: 9049
6-teilig / pieces



DIAPRO

Lithium-Disilikat Lithium Disilicate

DE

- Speziell für Silikatkeramiken
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Polierergebnis entspricht Glanzbrand
- Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit DIASYNT® PLUS (S. 14)

EN

- Especially suitable for silicate porcelain
- Diamond grit for highest efficiency
- Polishing result matches glazing
- Before polishing, grinding is done with DIASYNT® PLUS (p. 14)



Set HP 360

Art.-Nr.: / Item No.: 9042
9-teilig / pieces

① Vorpolieren
Pre-polishing

② Hochglanzpolieren
High-shine polishing

	mittel / medium
	7.000 – 12.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹
	1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	DT-H26DPmf	DT-H17DPmf	DT-H14DPmf	L26DPmf	SL20DPmf	H2DPmf	H8DPmf	R17DPmf
Art.-Nr.: / Item No.:	7866	7857	7854	7800	7801	7842	7848	7804
Maße: / Dimensions (mm):	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	17 x 2,5

	fein / fine
	7.000 – 12.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹
	1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	DT-H26DP	DT-H17DP	DT-H14DP	L26DP	SL20DP	H2DP	H8DP	R17DP
Art.-Nr.: / Item No.:	7966	7957	7954	7900	7901	7942	7948	7904
Maße: / Dimensions (mm):	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	17 x 2,5



Set HP 324
Art.-Nr.: / Item No.: 9048
6-teilig / pieces

**EVE**

DIACERA

Zirkonoxid, Aluminiumoxid Zirconia, Alumina**DE**

- Speziell für Vollzirkonrestaurationen
- Hohe Konzentration an Diamantkörnung für mehr Effizienz
- Kein Glanzbrand erforderlich
- Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit DIASYNT® PLUS (S. 14)

EN

- Especially suitable for full contour zirconia restorations
- High diamond concentration for more efficiency
- Makes glazing unnecessary
- Before polishing, grinding is done with DIASYNT® PLUS (p. 14)

**Set HP 321**Art.-Nr.: / Item No.: 9041
9-teilig / pieces

① **Vorpolieren**
Pre-polishing

② **Hochglanzpolieren**
High-shine polishing



- **mittel / medium**
- **7.000 – 12.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- **1, 10 Stück / piece**

DT-H26DCmf	DT-H17DCmf	DT-H14DCmf	L26DCmf	SL20DCmf	H2DCmf	H8DCmf	R17DCmf	Art.-Bez.: / Item:
7666	7657	7654	7600	7601	7642	7648	7604	Art.-Nr.: / Item No.:
26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	17 x 2,5	Maße: / Dimensions (mm):



- **fein / fine**
- **7.000 – 12.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- **1, 10 Stück / piece**

DT-H26DC	DT-H17DC	DT-H14DC	L26DC	SL20DC	H2DC	H8DC	R17DC	Art.-Bez.: / Item:
7766	7757	7754	7700	7701	7742	7748	7704	Art.-Nr.: / Item No.:
26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	17 x 2,5	Maße: / Dimensions (mm):

ECOCERAM WG

Weißlingsbearbeitung Pre-sintered Zirconia



DE

- Speziell für die Weißlings- und Grünlingsbearbeitung
- Politur des Weißlings reduziert Bearbeitungszeit im gesinterten Zustand
- Kein Eintrag von Farbpigmenten in den Weißling
- Angepasst an die geringe Eigenfestigkeit von nicht gesintertem Zirkonoxid

EN

- Especially for polishing pre-sintered zirconia
- Polishing pre-sintered zirconia simplifies finishing after final sintering
- Zirconia is not contaminated with colour pigments
- Developed for the lower strength of non-sintered zirconia

- mittel / medium
 4.000 – 7.000 min⁻¹
 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

R22m-WG

H334Km-WG

H338m-WG

Art.-Nr.: / Item No.:

2800

2834

2838

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 3

10 x 24

5,5 x 16

- fein / fine
 4.000 – 7.000 min⁻¹
 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

R22f-WG

H334Kf-WG

H338f-WG

Art.-Nr.: / Item No.:

2900

2934

2938

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 3

10 x 24

5,5 x 16

ECOCERAM

Keramik Porcelain

- DE**
- Zum Glätten und Polieren von Verblendkeramiken
 - Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
 - Siliziumcarbidkörnung

- EN**
- For finishing and polishing veneer porcelain
 - Silicone bonding adapts to the surface being processed
 - Silicon carbide abrasive



- **grob** / coarse
● 7.000 – 15.000 min⁻¹
● max. 25.000 min⁻¹
● 10, 100 Stück / pieces

R22VK	LS22VK	LS18VK	S6VK	C7VK
1500	1501	1507	1516	1517
22 x 3	22 x 4	18 x 3	6 x 24	7 x 20

- Art.-Bez.:** / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



- **mittel** / medium
● 7.000 – 15.000 min⁻¹
● max. 25.000 min⁻¹
● 10, 100 Stück / pieces

R22NK	LS22NK	LS18NK	S6NK	C7NK
1600	1601	1607	1616	1617
22 x 3	22 x 4	18 x 3	6 x 24	7 x 20

- Art.-Bez.:** / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



- **fein** / fine
● 7.000 – 15.000 min⁻¹
● max. 25.000 min⁻¹
● 10, 100 Stück / pieces

R22SK	LS22SK	LS18SK	S6SK	C7SK
1700	1701	1707	1716	1717
22 x 3	22 x 4	18 x 3	6 x 24	7 x 20

- Art.-Bez.:** / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



DIATEMP

Kunststoffzähne, Hybridkeramik, PEEK Acrylic Teeth, Hybrid Ceramic, PEEK

DE

- Besonders geeignet für temporäre Kunststoffversorgungen
- Gesamter Polierprozess in nur einem Schritt
- Erhöhter Druck für die Oberflächenvorbereitung
- Reduzierter Druck für die Hochglanzpolitur

EN

- Especially suitable for temporaries
- Complete polishing process in just one step
- Elevated pressure for surface preparation
- Reduced pressure for high shine polishing



fein / fine

3.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	DT-DTP-H26	DT-DTP-H17	DT-DTP-H14	DTP-H4	DTP-H15	DTP-H16
Art.-Nr.: / Item No.:	6666	6657	6654	6644	6655	6656
Maße: / Dimensions (mm):	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	5 x 16	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5

FIBERWHEELS

Prothesenkunststoffe, Aufbisschienen, Sportmundschutz, Metalle Denture Acrylics, Splints, Mouthguard, Metals

DE

- Imprägnierte Faservlies für den Einsatz ohne Polierpaste
- Geringe Wärmeentwicklung durch offenporige Struktur
- Hohe Flexibilität für stark konturierte und gebogene Oberflächen
- Für Kunststoffe und Thermoplaste geeignet
- Von der groben Vorarbeit bis zum feinen Glätten der Oberfläche

EN

- Impregnated fiber wheels to be used without polishing paste
- Low heat development due to open-pore structure
- High flexibility for contoured and curved surfaces
- Suitable for acrylics and thermoplastic materials
- From coarse pre-polishing to fine smoothing of the surface



grob / coarse



5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces

FI-H26g

9851

25 x 11

FI26g

9854

25 x 11

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



mittel / medium



5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces

FI-H26m

9852

25 x 11

FI26m

9855

25 x 11

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



fein / fine



5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces

FI-H26f

9853

25 x 11

FI26f

9856

25 x 11

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

TECHNIK

Prothesen- und kieferorthopädische Kunststoffe Denture and Orthodontic Acrylics

Set HP 115

Art.-Nr.: / Item No.: 9044

12-teilig / pieces



DE

- Zum Glätten, Vorpölzen und Polieren
- Diverse Formen für verschiedene Anwendungsbereiche
- Siliziumcarbidkörnung

EN

- For smoothing, pre-polishing and polishing
- Various shapes for different areas of application
- Silicon carbide abrasive

● grob / coarse
● 5.000 – 7.000 min⁻¹
● max. 15.000 min⁻¹
● 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	H330K	H332K	H334K	H336K	H338	H340
Art.-Nr.: / Item No.:	2030	2032	2034	2036	2038	2040
Maße: / Dimensions (mm):	12 x 22	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	6,5 x 17

● mittel / medium
● 5.000 – 7.000 min⁻¹
● max. 15.000 min⁻¹
● 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	H330Km	H332Km	H334Km	H336Km	H338m	H340m
Art.-Nr.: / Item No.:	2130	2132	2134	2136	2138	2140
Maße: / Dimensions (mm):	12 x 22	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	6,5 x 17

● fein / fine
● 5.000 – 7.000 min⁻¹
● max. 15.000 min⁻¹
● 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	H330Kf	H332Kf	H334Kf	H336Kf	H338f	H340f
Art.-Nr.: / Item No.:	2230	2232	2234	2236	2238	2240
Maße: / Dimensions (mm):	12 x 22	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	6,5 x 17



Set HP 125

Art.-Nr.: / Item No.: 9045

7-teilig / pieces



SOFTWHEELS

Prothesenkunststoffe, Aufbisschienen, Sportmundschutz, Bleichschienen Denture Acrylics, Splints, Mouthguard, Bleaching Trays

DE

- Imprägniert mit Poliermedium
- Anwendung ohne zusätzliche Polierpaste
- Hochglanzergebnisse auf Acryl
- Aluminiumoxidkörnung

EN

- Impregnated with polishing media
- Application without additional polishing paste
- High shine on acrylics
- Aluminium oxide abrasive



mittel / medium

5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

SW-R22m

9801

22 x 3

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



fein / fine

5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

SW-R22f

9802

22 x 3

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

Set HP 220

Art.-Nr.: / Item No.: 9046

14-teilig / pieces



CHROM plus

Chrom-Legierungen, Edelstahl, Titan Chrome Alloys, Stainless Steel, Titanium

DE

- Abtragen der Guss Haut und Hochglanzpolitur in nur drei Schritten
- Hochglanzpolitur mit SOFTWHEELS GR ohne Polierpaste
- CHROM PLUS – Siliziumcarbid / SOFTWHEELS GR – Aluminiumoxid

EN

- Removal of casting skin and high-shine polishing in just three steps
- High-shine polishing with SOFTWHEELS GR without polishing paste
- CHROM PLUS – silicon carbide / SOFTWHEELS GR – aluminium oxide




mittel / medium



8.000 – 15.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

CRP-R22m

CRP-R22/1m

CRP-LS22m

CRP-C6m

Art.-Nr.: / Item No.:

4000

4002

4001

4017

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 3

22 x 1

22 x 3,5

6 x 22



fein / fine



8.000 – 15.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

CRP-R22f

CRP-R22/1f

CRP-LS22f

CRP-C6f

Art.-Nr.: / Item No.:

4100

4102

4101

4117

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 3

22 x 1

22 x 3,5

6 x 22




extra fein / extra fine



5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

SW-R22GR

Art.-Nr.: / Item No.:

9803

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 3



ECOCHROM

NEM-Legierungen Non-Precious Metal Alloys

- DE**
- Für schnellen Materialabtrag auf Metallen
 - Extra harte Bindung für lange Standzeit
 - Besonders geeignet zur Gusshautentfernung
- EN**
- For efficient material removal on metals
 - Hard bonding for extended durability
 - Especially suitable for casting skin removal



grob / coarse



8.000 – 15.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces

ECR-R22	ECR-L22	ECR-C6	Art.-Bez.: / Item:
4200	4201	4217	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	22 x 4	6 x 22	Maße: / Dimensions (mm):

EVEFLEX 400

Edelmetall, NEM-Legierungen, Modellguss Precious and Non-Precious Metal Alloys, Model Casting

- DE**
- Für effizienten Materialabtrag auf Chrom-Kobalt Legierungen
 - Entfernt die Guss Haut und glättet die Oberfläche
 - Harte Bindung für lange Standzeit

KÖRNUNG: / GRIT:

mittel / medium

BINDUNG: / BONDING:

x-hart / x-hard

- EN**
- For efficient material removal on chrome alloys
 - Removes casting skin and smoothes the surface
 - Hard bonding for long durability



mittel / medium



7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces

401	422	403	425	406	411	Art.-Bez.: / Item:
4401	4422	4403	4425	4406	4411	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	22 x 4	7 x 20	26 x 1,2	5,5 x 18	3 x 7,5	Maße: / Dimensions (mm):

EVEFLEX 500

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys

- DE**
- Synthetische Bindung
 - Von sehr hart und grob bis flexibel und fein
 - Siliziumcarbidkörnung
- EN**
- Synthetic rubber bonding
 - From very hard and coarse to flexible and soft
 - Silicon carbide abrasive

KÖRNUNG: / GRIT: **BINDUNG: / BONDING:**

	mittel / medium	x-hart / x-hard
	sehr grob / very coarse	hart / hard
	grob / coarse	mittel / medium
	mittel / medium	weich / soft
	fein / fine	sehr weich / very soft

- sehr grob / very coarse
 7.000 – 12.000 min⁻¹
 max. 20.000 min⁻¹
 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	501	502	522	503	560
Art.-Nr.: / Item No.:	4501	4502	4522	4503	4560
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22

- sehr grob / very coarse
 7.000 – 12.000 min⁻¹
 max. 20.000 min⁻¹
 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	ET-H517	ET-H514	511	504	512	505	506
Art.-Nr.: / Item No.:	4557	4554	4511	4504	4512	4505	4506
Maße: / Dimensions (mm):	17 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18

- sehr grob / very coarse
 7.000 – 12.000 min⁻¹
 max. 20.000 min⁻¹
 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	507	515	508	509	510	520
Art.-Nr.: / Item No.:	4507	4515	4508	4509	4510	4520
Maße: / Dimensions (mm):	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12

EVEFLEX 600

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys**KÖRNUNG: / GRIT:****BINDUNG: / BONDING:**

 mittel / medium	 x-hart / x-hard
 sehr grob / very coarse	 hart / hard
 grob / coarse	 mittel / medium
 mittel / medium	 weich / soft
 fein / fine	 sehr weich / very soft

 **grob** / coarse **7.000 – 12.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹ **10, 100 Stück** / pieces

601	602	622	603	660
4601	4602	4622	4603	4660
22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22

Art.-Bez.: / Item:**Art.-Nr.:** / Item No.:**Maße:** / Dimensions (mm): **grob** / coarse **7.000 – 12.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹ **10, 100 Stück** / pieces

ET-H617	ET-H614	611	604	612	605	606
4657	4654	4611	4604	4612	4605	4606
17 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18

Art.-Bez.: / Item:**Art.-Nr.:** / Item No.:**Maße:** / Dimensions (mm): **grob** / coarse **7.000 – 12.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹ **10, 100 Stück** / pieces

607	615	608	609	610	620
4607	4615	4608	4609	4610	4620
7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12

Art.-Bez.: / Item:**Art.-Nr.:** / Item No.:**Maße:** / Dimensions (mm):

EVEFLEX 700

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys

KÖRNUNG: / GRIT: BINDUNG: / BONDING:

mittel / medium	x-hart / x-hard
sehr grob / very coarse	hart / hard
grob / coarse	mittel / medium
mittel / medium	weich / soft
fein / fine	sehr weich / very soft

- mittel / medium
- 7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	701	702	722	703	760
Art.-Nr.: / Item No.:	4701	4702	4722	4703	4760
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22

- mittel / medium
- 7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	ET-H717	ET-H714	711	704	712	705	706
Art.-Nr.: / Item No.:	4757	4754	4711	4704	4712	4705	4706
Maße: / Dimensions (mm):	17 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18

- mittel / medium
- 7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	707	715	708	709	710	720
Art.-Nr.: / Item No.:	4707	4715	4708	4709	4710	4720
Maße: / Dimensions (mm):	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12

EVEFLEX 800

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys**KÖRNUNG: / GRIT:****BINDUNG: / BONDING:**

	mittel / medium		x-hart / x-hard
	sehr grob / very coarse		hart / hard
	grob / coarse		mittel / medium
	mittel / medium		weich / soft
	fein / fine		sehr weich / very soft



fein / fine

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

801

802

822

803

860

4801

4802

4822

4803

4860

22 x 3

22 x 1

22 x 4

7 x 20

6 x 22

Art.-Bez.: / Item:**Art.-Nr.:** / Item No.:**Maße:** / Dimensions (mm):

fein / fine

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

ET-H817

ET-H814

**Art.-Bez.:** / Item:**Art.-Nr.:** / Item No.:**Maße:** / Dimensions (mm):

4857

4854

4811

4804

4812

4805

4806

17 x 1,6

14 x 1,6

3 x 7,5

4,3 x 12

5,5 x 13

5 x 16

5,5 x 18

807

815

808

809

810

820

4807

4815

4808

4809

4810

4820

7 x 15

14,5 x 2

14,5 x 2,5

19 x 0,5

10 x 12

14 x 12

Art.-Bez.: / Item:**Art.-Nr.:** / Item No.:**Maße:** / Dimensions (mm):

fein / fine

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

EVEFLEX pins

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys

- DE**
- Für die Politur schwer zugänglicher Stellen
 - Anwendung im passenden Mandrell
 - Verschiedene Körnungen, Durchmesser und Bindungen
- EN**
- For polishing hard to reach areas
 - To be used with the corresponding mandrel
 - Different grits, sizes and bondings

KÖRNUNG: / GRIT:

	mittel / medium	x-hart / x-hard
	sehr grob / very coarse	hart / hard
	grob / coarse	mittel / medium
	mittel / medium	weich / soft
	fein / fine	sehr weich / very soft

7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹

10, 100 * Stück / pieces
*mit oder ohne Halter /
*with or without mandrel



Art.-Bez.: / Item:	41	51	61	71	81	M10HP	42	52	62	72	82	M20HP
Art.-Nr.: / Item No.:	4341	4351	4361	4371	4381	9531	4342	4352	4362	4372	4382	9532
Maße: / Dimensions (mm):	1 x 10	1	2 x 20	2								

7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹

10, 100 * Stück / pieces
*mit oder ohne Halter /
*with or without mandrel



Art.-Bez.: / Item:	43	53	63	73	83	M30HP	44	54	64	74	84	M40HP
Art.-Nr.: / Item No.:	4343	4353	4363	4373	4383	9533	4344	4354	4364	4374	4384	9534
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 23	3	4 x 26	4								

7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹

10, 100 * Stück / pieces
*mit oder ohne Halter /
*with or without mandrel



Art.-Bez.: / Item:	45	55	65	75	85	M50HP
Art.-Nr.: / Item No.:	4345	4355	4365	4375	4385	9535
Maße: / Dimensions (mm):	5 x 28	5				



EVE

FLEXI-DIA

Keramik, Komposit Porcelain, Composite

- DE**
- Flexible Polierscheibchen mit Diamantbelegung
 - Optimiert für Keramik
 - Ziehend und schiebend anwendbar
 - Extra dünne Kunststofffolie

- EN**
- Flexible polishing discs with diamond coating
 - Optimised for porcelain
 - For use in a pulling or pushing motion
 - Extra thin plastic foil

● SEHR GROB
VERY COARSE ● GROB
COARSE ● MITTEL
MEDIUM ● FEIN
FINE



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel

FD-17Dxg	FD-17Dg	FD-17Dmf	FD-17D	95HP	Art.-Bez.: / Item:
9166	9167	9168	9169	9565	Art.-Nr.: / Item No.:
17 x 0,21	17 x 0,17	17 x 0,14	17 x 0,11	–	Maße: / Dimensions (mm):

FLEXI-D

Komposit, Metall Composite, Metal

- DE**
- Speziell für die interdentale Politur
 - Ziehend und schiebend anwendbar
 - Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid

- EN**
- Especially for interdental polishing
 - For use in a pulling or pushing motion
 - Coated with aluminium oxide

● GROB
COARSE ● MITTEL
MEDIUM ● FEIN
FINE ● EXTRA FEIN
EXTRA FINE

Starter Set 17 mm

Art.-Nr.: / Item No.: 9002
100-teilig / pieces +95HP



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel

FD-17g	FD-17m	FD-17f	FD-17sf	95HP	Art.-Bez.: / Item:
9161	9162	9163	9164	9565	Art.-Nr.: / Item No.:
17 x 0,21	17 x 0,17	17 x 0,14	17 x 0,11	–	Maße: / Dimensions (mm):



Zubehör

Accessories

TOP	74
MIX	74
PLUS	75
EVEFLON	75
DRESSING TOOLS	76
ACRYLIC DISPLAY	76
BUR BLOCK	77
MAGNETIC BUR HOLDER	77
SAMPLE CASE	78
MANDRELS	79

TOP

Silikonbecher Silicone bowls


- DE**
- Flexible Silikonbecher zum Anrühren von Kunststoff
 - Haften an glatten Oberflächen

- EN**
- Flexible silicone bowls for mixing acrylics
 - Stick to even surfaces

 3 Stück / pieces

 1 Stück / piece

 1 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	TOP5	TOP25	TOP75
Art.-Nr.: / Item No.:	9610	9611	9612

MIX

Silikonbecher Silicone bowls


- DE**
- Klarsicht-Silikonbecher zum Anrühren von Kunststoff
 - Haften an glatten Oberflächen

- EN**
- Transparent silicone bowls for mixing acrylics
 - Stick to even surfaces

 3 Stück / pieces

 1 Stück / piece

 1 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	MIX5	MIX25	MIX75
Art.-Nr.: / Item No.:	9620	9621	9622



PLUS

Anmischbecher Mixing bowls

DE Flexible Becher zum Anmischen von Gips, Einbettmassen, Alginat und anderen Materialien.

EN Flexible bowls for mixing plaster, investment materials, alginate and other materials.



1 Stück / piece

PLUS200	PLUS400	PLUS600	Art.-Bez.: / Item:
9600	9601	9602	Art.-Nr.: / Item No.:

EVEFLON

Anmischplatten Mixing slabs

DE Unzerbrechliche, elastische und leicht zu reinigende Anmischplatten und Spatel aus Teflon.

EN Unbreakable, elastic and easy to clean mixing slabs and spatula made of teflon.



1 Stück / piece

S170	A75	A150	A300	Art.-Bez.: / Item:
9655	9650	9651	9652	Art.-Nr.: / Item No.:
170	75 x 75 x 3	150 x 75 x 3	200 x 112 x 3	Maße: / Dimensions (mm):

ABRICHTWERKZEUG

Dressing Tools

DE Zum Reinigen, Profilieren und Abrichten von EVE Polierern.

EN For cleaning, profiling and dressing of EVE polishers.

● **COARSE**
GROB

● **MEDIUM**
MITTEL



1 Stück / piece

Körnung: / Grit: Diamant/Diamond



Körnung: / Grit: Diamant/Diamond

Körnung: / Grit: Korund/Corundum

Art.-Bez.: / Item:	ABg	ABm	AD50	AS10
Art.-Nr.: / Item No.:	9506	9507	9505	9501
Maße: / Dimensions (mm):	35 x 35 x 42	35 x 35 x 42	90 x 12 x 6	20 x 33 x 4

ACRYLGLASSTÄNDER

Acrylic Display

DE Ihr individuelles Polierer-Set am Arbeitsplatz oder für die ansprechende, dekorative Präsentation von EVE Produkten.

EN A personalised polishing set for your workbench or for use as an elegant and decorative display.



1 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:	Acrylglasständer / Acrylic Display	
Art.-Nr.: / Item No.:	9920	
Maße: / Dimensions (mm):	105 x 105 x 20	

BOHRERSTÄNDER

Bur Block

- DE**
- Bohrerständer für die Aufbewahrung von RA, FG oder HP Instrumenten
 - Zur Aufbewahrung von Instrumenten am Arbeitsplatz
 - Vollständig aus Aluminium gefertigt

EN

- Bur block for organizing RA, FG and HP instruments
- For organizing burs on the workplace
- Made of aluminium



20 FG + 10 RA



12 RA



23 HP



1 Stück / piece

Bur Block RA/FG	Bur Block RA	Bur Block HP	Art.-Bez.: / Item:
9932	9933	9937	Art.-Nr.: / Item No.:
73 x 25 x 28	85 x 25 x 30	100 x 25 x 64	Maße: / Dimensions (mm):

MAGNETSTÄNDER

Magnetic Bur Holder

- DE** Magnetständer aus hochwertigem Kunststoff.

- EN** Magnetic bur holder made of high quality plastic.



1 Stück / piece

MBH-B	MBH-W	Art.-Bez.: / Item:
9929	9928	Art.-Nr.: / Item No.:
59 x 57	59 x 57	Maße: / Dimensions (mm):

MUSTERKOFFER

Sample Case

DE Das Komplettsortiment – alles auf einen Blick im hochwertigen, leichten Alukoffer.

EN The complete range of products – everything at a glance in a high quality and lightweight aluminium case.



Art.-Bez.: / Item:	Zahnmedizin / Dental Clinic	Zahntechnik / Dental Laboratory	Vollsortiment / Full Range
Art.-Nr.: / Item No.:	9980	9981	9982
Maße: / Dimensions (mm):	230 x 340 x 60	230 x 340 x 60	230 x 340 x 60

TRÄGER

Mandrels

DE Präzisionsträger aus Edelstahl für unmontierte Polierer.

EN Stainless steel precision mandrels for unmounted polishers.



RA Träger / RA Mandrels

Schaftdurchmesser / Shaft diameter:
2,35 mm

3, 10, 100 Stück / pieces

95RA	76RA	99RA
9595	9576	9599
Art.-Bez.:	Art.-Nr.:	Maße:
-	5	-
		/ Dimensions (mm):



HP Träger / HP Mandrels

Schaftdurchmesser / Shaft diameter:
2,35 mm

3, 10, 100 Stück / pieces

95HP	61HP	77HP	78HP	88HP
9565	9551	9552	9553	9555
Art.-Bez.:	Art.-Nr.:	Maße:		
-	-	5	5	8
		/ Dimensions (mm):		



Spezialträger / Special Mandrels

Schaftdurchmesser / Shaft diameter:
2,35 mm

1, 10 Stück / piece

M10HP	M20HP	M30HP	M40HP	M50HP	20HP	30HP
9531	9532	9533	9534	9535	9547	9548
Art.-Bez.:	Art.-Nr.:	Maße:				
1	2	3	4	5	2	3

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):


Sets

Artikelgruppe	Art. Bez.	Art. Nr.	EU	
			MPK	Seite
Product Group	Item	Item No.	MDC	Page
BRACKET	RA 430	9079	IIa	43
CARBOSTRIPS	CSL2,5	9016	I	45
CARBOSTRIPS	CSL4	9018	I	45
CHROM <i>plus</i>	HP 220	9046	—	64
COMPOSOFIT	RA 129	9089	IIa	31
DIACERA	HP 321	9041	—	57
DIACERA	HP 324	9048	—	57
DIACERA	RA 322	9078	IIa	25
DIACERA	RA 323	9091	IIa	25
DIACOMP® <i>plus</i>	RA 342	9086	IIa	27
DIACOMP® <i>plus</i>	RA 343	9087	IIa	27
DIACOMP® <i>plus</i>	RA 344	9094	IIa	27
DIACOMP® <i>ultra</i>	RA 350	9074	IIa	28
DIAPOL®	HP 310	9040	—	54
DIAPOL®	HP 311	9047	—	54
DIAPOL®	RA 305	9077	IIa	23
DIAPOL®	RA 306	9088	IIa	23
DIAPRO	HP 360	9042	—	56
DIAPRO	HP 364	9049	—	56
DIAPRO	RA 361	9085	IIa	24
DIAPRO	RA 363	9092	IIa	24
DIASTRIPS	PDL2,5	9012	I	44
DIASTRIPS	PDL4	9014	I	44
EASYCOMP	EY-1	9030	IIa	29
EASYCOMP	EY-10	9033	IIa	29
EASYCOMP	EY-3	9031	IIa	29
EASYCOMP	EY-OF	9032	IIa	29
ECOCERAM	RA 160	9076	IIa	26
ECOCOMP	RA 210	9071	IIa	30
EVEFLEX	RA 209	9075	IIa	36
EVEFLEX	RA 240	9090	IIa	36
FLEXI-D	Combi Set 10mm & 14mm & Strips	9004	IIa	35
FLEXI-D	Starter Set 10 mm	9000	IIa	34
FLEXI-D	Starter Set 10mm & 14mm	9003	IIa	34
FLEXI-D	Starter Set 14 mm	9001	IIa	34
FLEXI-D	Starter Set 17 mm	9002	—	71
FLEXI-DIA	Combi Set 10mm & 14mm & Strips	9009	IIa	33
FLEXI-DIA	Starter Set 10 mm	9005	IIa	32
FLEXI-DIA	Starter Set 10 mm & 14 mm	9008	IIa	32
FLEXI-DIA	Starter Set 14 mm	9006	IIa	32
FLEXI-DIA	Starter Set 17 mm	9007	—	71
FLEXISTRIPS	FS-50	9010	—	35
FLEXISTRIPS-DIA	DS-50	9011	—	33
PROPHYCLEAN®	RA 411	9081	IIa	42
TECHNIK	HP 115	9044	—	62
TECHNIK	HP 125	9045	—	63
UNIVERSAL	RA 101	9070	IIa	22

Perfect Surfaces.

Technische Daten und Produktaussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Druckfarbe kann von tatsächlicher Farbe abweichen.

The specifications and appearance of the product are subject to change without notice. Printed colour can be slightly different from actual colour.



Perfect Surfaces.

DE | EN

EVE Ernst Vetter GmbH
Neureutstr. 6
75210 Keltern, Germany

- +49 (0) 72 31 97 77 -0
- +49 (0) 72 31 97 77 -99
- info@eve-rotary.com

www.eve-rotary.com